

ЧИСТЫЕ СТОКИ - ЧИСТАЯ РОССИЯ

Установки
обеззараживания
сточных вод
химическим методом

УОС-AMC



Технологические процессы инфекционных учреждений и организаций, работающих с биологическими агентами I-IV групп патогенности, предполагают наличие «зараженных» жидких отходов. Инфицированные сточные воды или сточные воды, имеющие риск заражения патогенными микроорганизмами, ДОЛЖНЫ подвергаться предварительному обеззараживанию (стерилизации) перед сбросом их в общую систему канализации.



Требование нормативных документов




СанПиН 3.3686-21

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Применяется в помещениях микробиологических лабораторий при работе с микроорганизмами II, III и IV групп патогенности:

- Диагностические лаборатории, в которых исследуют объекты биотической и абиотической природы, где идентифицируют возбудителей заболеваний, антигены и антитела.
- ПЦР-лаборатории.
- Экспериментальные лаборатории, в которых изучают микроорганизмы, гельминты, токсины и биологические яды.
- Лаборатории по производству иммунобиологических лекарств с применением микроорганизмов и продуктов, полученных в результате микробиологического синтеза.
- Зоолого-энтомологические лаборатории.
- Патологоанатомические учреждения по вскрытию трупов людей и животных.
- Ветеринарные учреждения, виварии.
- Инфекционные больницы и отделения.
- Микробиологические лаборатории контроля качества продуктов.
- Исследовательские центры и производства, занимающиеся вирусологией, бактериологией, эпидемиологией, биотехнологией, генной инженерией, производством вакцин и сывороток.
- Лаборатории с уровнем опасности BSL2-3-4.



Технические параметры УОС

Ёмкость накопительная	V=100литров
Ёмкость дезинфекционной обработки	V=60литров
Ёмкость для дезинфектанта	V=50литров
Ёмкость для нейтрализатора	V=0литров
Гидрозатвор (узел ввода)	Наличие
Насос дозатор (перистальтический)	Наличие
Система трубопроводов с запорно-регулирующими устройствами	Наличие
Система для «дыхания» ёмкостей с фильтром	ячейка 0.22 мкм
Система автоматики и управления с сенсорной панелью	Наличие
Габаритные размеры	1154x1154мм, высота 2000мм
Масса (в сухом состоянии) не более	220 кг
Потребляемая мощность не более	2кВт
Дезинфектант	раствор гипохлорита кальция 4%, 50г/дм ³ сторов



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МИАССКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АСЕПТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ

Адрес: 456313, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоряжское шоссе, д. 2/16, тел.: +7 (3513) 25-51-65
www.laminar.ru, laminar@laminar.ru